

Laboratoire de biologie médicale Pau - Oloron - Orthez	FICHE D'ENREGISTREMENT Analyse microbiologique - Prélèvement du bloc opératoire de chirurgie orthopédique	MAN-LAB FE31 Version : 2 / 2021 Page : 1/1
--	--	--

Étiquette patient

Service d'hospitalisation :

Médecin responsable du patient :

CONTEXTE

Terrain du patient (pathologie chronique, maladie en cours) :

Antibiothérapie en cours : OUI / NON.

Si oui, laquelle ?

Date de début :

Site suspect : ☐ Infection sur prothèse ☐ Infection ostéo-articulaire sans matériel
☐ Mal perforant / Pied diabétique ⇒ préciser le grade :

PRELEVEMENTS

(Reporter le numéro de prélèvement sur l'échantillon correspondant)

Chirurgien :

Date / heure du prélèvement :

N° échant.	Nature de l'échantillon	Commentaire	Analyses à réaliser
1	☐ Liquide articulaire (tube hépariné+pot stérile) ☐ Fragment osseux (pot stérile) ☐ Matériel chirurgical (pot stérile) ☐ Fragment tissulaire (pot stérile) ☐ Pus (pot stérile de préférence ou écouvillon) ☐ Pus en flacon aérobie d'hémoculture		☐ Bactériologie ☐ Recherche de mycobactéries (BK) ☐ Recherche de filamenteux ☐ PCR <i>K. kingae</i> (enfant < 5 ans) ☐ ARN16S
2	☐ Liquide articulaire (tube hépariné+pot stérile) ☐ Fragment osseux (pot stérile) ☐ Matériel chirurgical (pot stérile) ☐ Fragment tissulaire (pot stérile) ☐ Pus (pot stérile de préférence ou écouvillon) ☐ Pus en flacon aérobie d'hémoculture		☐ Bactériologie ☐ Recherche de mycobactéries (BK) ☐ Recherche de filamenteux ☐ PCR <i>K. kingae</i> (enfant < 5 ans) ☐ ARN16S
3	☐ Liquide articulaire (tube hépariné+pot stérile) ☐ Fragment osseux (pot stérile) ☐ Matériel chirurgical (pot stérile) ☐ Fragment tissulaire (pot stérile) ☐ Pus (pot stérile de préférence ou écouvillon) ☐ Pus en flacon aérobie d'hémoculture		☐ Bactériologie ☐ Recherche de mycobactéries (BK) ☐ Recherche de filamenteux ☐ PCR <i>K. kingae</i> (enfant < 5 ans) ☐ ARN16S
4	☐ Liquide articulaire (tube hépariné+pot stérile) ☐ Fragment osseux (pot stérile) ☐ Matériel chirurgical (pot stérile) ☐ Fragment tissulaire (pot stérile) ☐ Pus (pot stérile de préférence ou écouvillon) ☐ Pus en flacon aérobie d'hémoculture		☐ Bactériologie ☐ Recherche de mycobactéries (BK) ☐ Recherche de filamenteux ☐ PCR <i>K. kingae</i> (enfant < 5 ans) ☐ ARN16S
5	☐ Liquide articulaire (tube hépariné+pot stérile) ☐ Fragment osseux (pot stérile) ☐ Matériel chirurgical (pot stérile) ☐ Fragment tissulaire (pot stérile) ☐ Pus (pot stérile de préférence ou écouvillon) ☐ Pus en flacon aérobie d'hémoculture		☐ Bactériologie ☐ Recherche de mycobactéries (BK) ☐ Recherche de filamenteux ☐ PCR <i>K. kingae</i> (enfant < 5 ans) ☐ ARN16S